



Nom et adresse du prescripteur :

Nom & Prénom du patient :

Sexe :

Mesures prises par :

Date de commande :

CEINTURE DE MAINTIEN ABDOMINAL SUR MESURE POUR TRAITEMENT OBÉSITÉ - OC/100

Coloris :

- Noir ☐
Blanc ☐
Chair ☐

Tissu :

Coolmax® ☐

Taille de
soutien-gorge
avec bonnet :

Référence Médical Z
pour modèle :

Coloris à choisir en fonction des coloris
des modèles standards

Circonférences (en cm)

Hauteurs (en cm)

0 de l'épaule*

D

G

1 sous les aisselles

D

G

2 du biceps*

D

G

3a sur les seins

D

G

3b sous les seins

D

G

4 du coude*

D

G

5 de la taille au plus fin

D

G

6 de l'avant-bras*

D

G

7 à la mi-hauteur taille/
entrejambe

D

G

8 du poignet*

D

G

9 des hanches au
niveau pubien

D

G

10 de la cuisse

D

G

11 du genou

D

G

12 du mollet

D

G

13 de la cheville

D

G

14 de l'épaule au pli
sous-mammaire

15 de l'épaule à la taille

16 de l'aisselle au poignet*

17 de la taille au pli sous-
mammaire

18 de la taille à la mi-hauteur
taille/entrejambe

19 de la taille au pubis

20 de la taille au genou

21 de la taille à la cheville


*mesures nécessaires uniquement pour
manchons, Lipo Bras et Panty Bras.

Les hauteurs sont absolument nécessaires si la patiente mesure
moins d' 1,60 m ou plus d'1,70 m. Entre 1,60 m et 1,70 m; les
hauteurs standards seront appliquées.

17/02/2023

CEINTURE DE MAINTIEN ABDOMINAL SUR MESURE POUR
TRAITEMENT OBÉSITÉ - OC/100

VUE DE DOS



Hauteurs (en cm)

22 sous l'omoplate au pli sous
fessier (emboitage)*



**mesure n° 22 nécessaire uniquement pour le
traitement de l'obésité.*